


機械器具 (39) 医療用鉗子
一般医療機器:鉗子 JMDN:10861001

ケイセイ鉗子

【形状・構造及び原理等】

1. 材料
 - ① ステンレス鋼
 - ② チタニウム合金
2. 形状、構造
 - 1) 代表例



2) 種類

- | | | |
|---------|---------|-------------|
| ① 止血鉗子 | ⑥ 把持鉗子 | ⑪ プライヤー |
| ② 布帛鉗子 | ⑦ 剥離鉗子 | ⑫ プレート用ベンダー |
| ③ アリス鉗子 | ⑧ ロー氏鉗子 | ⑬ 特型鉗子 |
| ④ 丸のみ鉗子 | ⑨ パンチ | ⑭ クランプ |
| ⑤ 麦粒鉗子 | ⑩ 挿入鉗子 | ⑮ ワイヤーツイスター |

3) 包装

1 本入り

3. 原理
回転軸のある 2 枚の刃からなり、物体の上で2枚の刃を閉じること
によって保持できる。

【使用目的又は効果】

1. 臓器、組織又は血管を非外傷的に把持、結合、圧迫又は支持す
るために用いる。

【使用方法等】

1. 本品のハンドルを手に持ち、操作することにより先端部が開閉し、
臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持す
る。
2. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄、滅菌を行ってくださ
い。(【保守・点検に係る事項】参照)

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じ
ると、器具・器械の寿命を著しく低下させます。
2. 本品を取り扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋭部等に細心の
注意を払うこと。
3. 滅菌を行う場合にはロック等は開いた状態で行うこと。
4. 本体に黒メッキが施されている製品については、退色の恐れがあ
るため過酸化水素プラズマ滅菌は行わないこと。
5. 使用中に変形や損傷を発見したり、異常を感じた際には、直ちに
本品の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 腐食、変色等を防ぐため、保管前に本品を必ず乾燥させること。
2. 高温・多湿、水漏れや直射日光を避け、塵やほこりのない清潔な
場所に保管すること。
3. ロック等があるものは開いた状態で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄、滅菌
 - ① 使用後は速やかに洗浄を行ってください。
 - ② 取り外せるものは取り外し、そうでないものは可動部をよく動かし
ながら洗浄してください。
 - ③ 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨か
ないでください。[器具表面が損傷し腐食の原因となるため]
 - ④ 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用してく
ださい。[一般の水道水等に含まれる残留塩素や有機物質が
器具表面の腐食や変色発生の原因となるため]
 - ⑤ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避け、中性の洗剤をご使用くだ
さい。
 - ⑥ 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用し、家庭
用洗剤は使用しないでください。
 - ⑦ 洗浄後は十分に乾燥させ、湿った状態で放置しないでください。
 - ⑧ 腐食の原因となるため、汚れが残った状態での滅菌、消毒はしな
いでください。
 - ⑨ 滅菌は高圧蒸気滅菌(推奨:121℃20分又は134℃5分)又は
EOG滅菌でおこなってください。
2. 点検
洗浄後、使用前には、汚れや変形、損傷等がないことを確認し
てください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣 96
Tel:0256-92-3582